



Digital thermometer Eco Temp Basic (MC-246-E4)

ایکو تیمپ بیسک

- Digitala Fieberthermometer
- Thermomètre digital
- Termometro digitale
- Termómetro digital
- Termómetro digital
- Digitala tumometer
- DigitalaInn komumittari
- Digitala thermometer
- Digitala feberthermometer
- Digitala koortstermometer
- Цифровый термометр
- Цифрик θερμόμετρο
- Цифрик термометр

مقياس الحرارة الرقمي



MAAC-246-42-02022

All for Healthcare

Thermomètre digital Français

Indicateur	Cause	Solution
A. Échec de la mesure	Remarque : Une mesure de température échoue si elle est effectuée dans une zone non recommandée. Si elle échoue à plusieurs reprises, contactez votre fournisseur.	1. Vérifier que le thermomètre est utilisé dans une zone recommandée.
B. Échec de la mesure	Remarque : Une mesure de température échoue si elle est effectuée dans une zone non recommandée. Si elle échoue à plusieurs reprises, contactez votre fournisseur.	1. Vérifier que le thermomètre est utilisé dans une zone recommandée.
C. Échec de la mesure	Remarque : Une mesure de température échoue si elle est effectuée dans une zone non recommandée. Si elle échoue à plusieurs reprises, contactez votre fournisseur.	1. Vérifier que le thermomètre est utilisé dans une zone recommandée.
D. Échec de la mesure	Remarque : Une mesure de température échoue si elle est effectuée dans une zone non recommandée. Si elle échoue à plusieurs reprises, contactez votre fournisseur.	1. Vérifier que le thermomètre est utilisé dans une zone recommandée.

Termometro digitale Italiano

Indicatore	Causa	Soluzione
A. Errore di lettura	Nota: Una lettura della temperatura fallisce se viene effettuata in un'area non raccomandata. Se fallisce più volte di seguito, contattare il proprio fornitore.	1. Verificare che il termometro venga utilizzato in un'area raccomandata.
B. Errore di lettura	Nota: Una lettura della temperatura fallisce se viene effettuata in un'area non raccomandata. Se fallisce più volte di seguito, contattare il proprio fornitore.	1. Verificare che il termometro venga utilizzato in un'area raccomandata.
C. Errore di lettura	Nota: Una lettura della temperatura fallisce se viene effettuata in un'area non raccomandata. Se fallisce più volte di seguito, contattare il proprio fornitore.	1. Verificare che il termometro venga utilizzato in un'area raccomandata.
D. Errore di lettura	Nota: Una lettura della temperatura fallisce se viene effettuata in un'area non raccomandata. Se fallisce più volte di seguito, contattare il proprio fornitore.	1. Verificare che il termometro venga utilizzato in un'area raccomandata.

Termómetro digital Español

Indicador	Causa	Remedio
A. Error de lectura	Nota: Una lectura de la temperatura falla si se realiza en un área no recomendada. Si falla varias veces seguidas, contactar a su proveedor.	1. Verificar que el termómetro se utilice en un área recomendada.
B. Error de lectura	Nota: Una lectura de la temperatura falla si se realiza en un área no recomendada. Si falla varias veces seguidas, contactar a su proveedor.	1. Verificar que el termómetro se utilice en un área recomendada.
C. Error de lectura	Nota: Una lectura de la temperatura falla si se realiza en un área no recomendada. Si falla varias veces seguidas, contactar a su proveedor.	1. Verificar que el termómetro se utilice en un área recomendada.
D. Error de lectura	Nota: Una lectura de la temperatura falla si se realiza en un área no recomendada. Si falla varias veces seguidas, contactar a su proveedor.	1. Verificar que el termómetro se utilice en un área recomendada.

Digital Thermometer English

Indicator	Cause	Remedy
A. Error of reading	Note: A temperature reading fails if it is taken in a non-recommended area. If it fails several times in a row, contact your supplier.	1. Check that the thermometer is used in a recommended area.
B. Error of reading	Note: A temperature reading fails if it is taken in a non-recommended area. If it fails several times in a row, contact your supplier.	1. Check that the thermometer is used in a recommended area.
C. Error of reading	Note: A temperature reading fails if it is taken in a non-recommended area. If it fails several times in a row, contact your supplier.	1. Check that the thermometer is used in a recommended area.
D. Error of reading	Note: A temperature reading fails if it is taken in a non-recommended area. If it fails several times in a row, contact your supplier.	1. Check that the thermometer is used in a recommended area.

Digitala Fieberthermometer Deutsch

Indikator	Ursache	Lösung
A. Lesungsfehler	Hinweis: Eine Lesung der Temperatur fällt aus, wenn sie in einem nicht empfohlenen Bereich durchgeführt wird. Wenn dies wiederholt geschieht, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.	1. Überprüfen Sie, ob das Thermometer in einem empfohlenen Bereich verwendet wird.
B. Lesungsfehler	Hinweis: Eine Lesung der Temperatur fällt aus, wenn sie in einem nicht empfohlenen Bereich durchgeführt wird. Wenn dies wiederholt geschieht, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.	1. Überprüfen Sie, ob das Thermometer in einem empfohlenen Bereich verwendet wird.
C. Lesungsfehler	Hinweis: Eine Lesung der Temperatur fällt aus, wenn sie in einem nicht empfohlenen Bereich durchgeführt wird. Wenn dies wiederholt geschieht, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.	1. Überprüfen Sie, ob das Thermometer in einem empfohlenen Bereich verwendet wird.
D. Lesungsfehler	Hinweis: Eine Lesung der Temperatur fällt aus, wenn sie in einem nicht empfohlenen Bereich durchgeführt wird. Wenn dies wiederholt geschieht, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.	1. Überprüfen Sie, ob das Thermometer in einem empfohlenen Bereich verwendet wird.

A. Anzeigesymbol und Fehlerbehebung

Symbol	Ursache	Behebung
L (batteries)	Die Batterien sind leer.	Die Batterien austauschen.
H (high)	Die gemessene Temperatur ist zu hoch.	Die Messung wiederholen.
H (low)	Die gemessene Temperatur ist zu niedrig.	Die Messung wiederholen.

1. Lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel.

Il est important de lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel avant d'utiliser le thermomètre.

2. Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale.

È importante leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il termometro.

3. Leer detenidamente las instrucciones contenidas en el presente manual.

Es importante leer detenidamente las instrucciones contenidas en el presente manual antes de utilizar el termómetro.

4. Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig.

Es ist wichtig, die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Thermometer verwenden.

5. Las vejledningene i denne manual omhyggeligt.

Det er vigtigt at læse vejledningene i denne manual omhyggeligt, inden du bruger termometeret.

Indicador	Causa	Solución
L (batteries)	Las pilas están bajas.	Cambiar las pilas.
H (high)	La temperatura medida es demasiado alta.	Repetir la medición.
H (low)	La temperatura medida es demasiado baja.	Repetir la medición.

Indicatore	Causa	Soluzione
L (batteries)	Le pile sono basse.	Cambiare le pile.
H (high)	La temperatura misurata è troppo alta.	Ripetere la misurazione.
H (low)	La temperatura misurata è troppo bassa.	Ripetere la misurazione.

Indicador	Causa	Remedio
L (batteries)	Las pilas están bajas.	Cambiar las pilas.
H (high)	La temperatura medida es demasiado alta.	Repetir la medición.
H (low)	La temperatura medida es demasiado baja.	Repetir la medición.

Indikator	Ansag	Afhjælpning
L (batteries)	Þú hefur verið með lítillega hlaða þrjú.	Skiftu úr þessum þrjú í nýjar.
H (high)	Þú hefur verið með hárri hita.	Endurskiðaðu.
H (low)	Þú hefur verið með lágu hita.	Endurskiðaðu.

Indikator	Ansag	Afhjælpning
L (batteries)	Þú hefur verið með lítillega hlaða þrjú.	Skiftu úr þessum þrjú í nýjar.
H (high)	Þú hefur verið með hárri hita.	Endurskiðaðu.
H (low)	Þú hefur verið með lágu hita.	Endurskiðaðu.

