

MINIASPEED BATTERY EVO PLUS



MINIASPEED BATTERY EVO PLUS

CE 0051
(dir. 93/42/EEC)



GARANTİ
3
YIL

AMBULANS İÇİN PROFESYONEL ASPIRATÖR PROFESSIONAL ASPIRATOR FOR AMBULANCE

TEKNİK ÖZELLİKLER

VAKUM SEVİYESİ	Yüksek Vakum
GERİLİM	12 VDC
AYARLANABİLİR VAKUM SEVİYESİ	0 ± - 0,85 bar
HAVA AKIŞI	30 lt/dakika
IP KORUMASI (EN 60529)	IP44
SÜREKLİ KULLANIM	45 dakikalık pil ömrü
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (1 m'de)	61 dBA
BOYUTLAR	135(G) x 260(Y) x 380(D) mm (1000cc kavanoz ile) 135(G) x 350(Y) x 380(D) mm (2000cc kavanoz ile)
AĞIRLIK	Yaklaşık 4,6 kg. (1000cc kit ile) Yaklaşık 4,85 kg. (2000cc kit ile)
ŞARJ EDİLEBİLİR PİL	12V 4,5Ah
ÇOKLU VOLTAJ ŞARJ ÜNİTESİ	100 - 240V ~ 50/60 Hz / 14Vdc 4,29A
MEDİKAL SINIFI	IIb

TECHNICAL DATA

HIGH FLOW	HIGH VACUUM
VOLTAGE	12 VDC
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL	0 ± - 0.85 bar
AIR FLOW	30 lt/min
IP PROTECTION (EN 60529)	IP44
CONTINUOUS USE	45 min. of battery endurance
NOISE LEVEL (at 1 mt.)	61 dBA
DIMENSIONS	135(W) x 260(H) x 380(D) mm (with vase 1000cc) 135(W) x 350(H) x 380(D) mm (with vase 2000cc)
WEIGHT	Approx. 4.6 kg. (with kit 1000cc) Approx. 4.85 kg. (with kit 2000cc)
RECHARGEABLE BATTERY	12V 4.5Ah
MULTIVOLTAGE CHARGER UNIT	100 - 240V ~ 50/60 Hz / 14Vdc 4.29A
MDD CLASS	IIb

AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARLA DONATILMIŞTIR

OTOKLAVLANABİLİR POLİKARBONAT KAVANOZ 1000cc*
EMNİYET VALFLİ (TAŞIMA KORUMASI)
TEK KULLANIMLIK EMİŞ ASTAR 1000cc
%99 ANTİBAKTERİYEL HİDROFOBİK FİLTRE (2 adet)
STERİL TEK KULLANIMLIK KANÜL
STERİL TEK KULLANIMLIK MANUEL AKIŞ REGÜLATÖRÜ
STERİLİZE EDİLEBİLİR SİLİKON TÜP SETİ
ÇOKLU VOLTAJ ŞARJ ÜNİTESİ
TAŞIMA ÇANTASI
LED IŞIK
DC GÜÇ KABLOSU VE ŞARJ SİSTEMİYLE DUVAR TUTUCUSU 12V


* OTOKLAVLANABİLİR POLİKARBONAT KAVANOZ İLE DE MEVCUTTUR.
2000cc EMNİYET VALFLİ (TAŞIMA KORUMALI)

EQUIPPED WITH FOLLOWING ACCESSORIES
AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JAR 1000cc*
with safety valve (overflow protection)
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc
99% ANTIBACTERIAL HYDROPHOBIC FILTER (2 pcs)
STERILE DISPOSABLE CANNULA
STERILE, DISPOSABLE MANUAL FLOW REGULATOR
SET OF ATOXIC STERILIZABLE SILICONE TUBES
MULTIVOLTAGE CHARGER UNIT
CARRYING CASE
LED LIGHT
WALL BRACKET WITH DC POWER CORD AND RECHARGING SYSTEM

* AVAILABLE ALSO WITH AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JAR
2000cc* with safety valve (overflow protection)

AMBULANSLARDA KULLANIMA
YÖNELİK ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ
MEDİKAL/CERRAHİ ASPIRATÖR
AYNI ZAMANDA EVDE VE/VEYA
POLİKLİNİKLERDE KULLANILABİLİR.

MEDICAL/SURGICAL ASPIRATOR WITH
RECHARGEABLE BATTERY INTENDED FOR
USE IN AMBULANCES. IT CAN ALSO BE
USED IN A GENERAL HOUSEHOLD AND/
OR IN A OUTPATIENT CLINIC USE.



DUVARA BAĞLANTI
SABİTLEME ŞABLONU
TEMPLATE FOR WALL BRACKET
FIXING



1000cc KAVANOZ
1000cc JAR



1000cc TEK KULLANIMLIK
KAVANOZ TORBASI
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc



SİLİKON BAĞLANTI
HORTUMLARI
CONNECTING SILICONE TUBE



ANTİBAKTERİYEL FİLTRE
ANTIBACTERIAL FILTER



TEK KULLANIMLIK AKIŞ
REGÜLATÖRÜ
DISPOSABLE FLOW REGULATOR

PARÇA
1

ANA KARTON



STERİL TEK KULLANIMLIK
KANÜL
DISPOSABLE STERILE
CANNULA



12V GÜÇ KABLOSU
FİŞ
POWER CORD 12V PLUG



ÇOKLU GERİLİM ŞARJ ÜNİTESİ
MULTI-VOLTAGE CHARGER UNIT



ŞARJ SİSTEMLİ DUVAR
BAĞLANTISI
WALL BRACKET WITH
RECHARGING SYSTEM



MINIASPEED EVO
TAŞIMA ÇANTASI
CARRYING CASE
MINIASPEED EVO



ŞARJ SİSTEMLİ
DUVAR APARATI
WALL BRACKET WITH
RECHARGING SYSTEM



ACİL DURUM İÇİN
LED IŞIKLI
WITH LED LIGHT
FOR EMERGENCY