

# ASPEED 2



GARANTI

3  
YIL



## PROFESYONEL ASPIRATÖR


PROFESSIONAL ASPIRATOR



1000cc veya 2000cc KAVANÖZ  
1000cc JAR or 2000cc JAR



1000cc TEK KULLANIMLIK  
KAVANÖZ TORBASI  
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc



STERİL TEK KULLANIMLIK KANÜL  
DISPOSABLE STERILE CANNULA



FİLTRE  
FILTER



SİLİKON BAĞLANTI HORTUMLARI  
DEĞİŞİK ÖLÇÜLERDE  
CONNECTING SILICONE TUBE,  
DIFFERENT MEASURES



TEK KULLANIMLIK, STERİL MANUEL  
AKIŞ REGÜLATÖRÜ  
DISPOSABLE STERILE MANUAL FLOW  
REGULATOR



## AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARLA DONATILMIŞTIR

OTOKLAVLANABİLİR POLİKARBONAT KAVANOZ 1000cc\*  
EMNİYET VALFLİ (TAŞIMA KORUMASI)  
TEK KULLANIMLIK EMİŞ ASTAR 1000cc  
%99 ANTİBAKTERİYEL HİDROFOBİK FİLTRE - 1 YEDEK  
STERİL, TEK KULLANIMLIK KANÜL  
STERİL, TEK KULLANIMLIK MANUEL AKIŞ REGÜLATÖRÜ  
STERİLİZE EDİLEBİLİR SİLİKON TÜP SETİ  
GÜÇ KABLOSU

\*Emniyet valfli (taşıma koruması) 2000cc'lik otoklavlanabilir polikarbonat kavanozla mevcuttur.

## EQUIPPED WITH FOLLOWING ACCESSORIES

AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JAR 1000cc\*  
with safety valve (overflow protection)  
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc  
99% ANTIBACTERIAL HYDROPHOBIC FILTER + 1 SPARE  
STERILE, DISPOSABLE CANNULA  
STERILE, DISPOSABLE, MANUAL FLOW REGULATOR  
SET OF ATOXIC STERILIZABLE SILICONE TUBES  
POWER CORD

\* Available with autoclavable, polycarbonate jar 2000cc with safety valve (overflow protection)

CE 0051

(dir. 93/42/EEC)



ANA KARTON

## TEKNİK VERİLER

### TEK POMPALI VERSİYON

VAKUM SEVİYESİ	Yüksek Vakum
HAVA AKIŞI	15 lt/dakika
AYARLANABİLİR VAKUM SEVİYESİ	0 ± - 0,85 bar (0 ± - 85 kPa)
ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ	Sürekli
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (1 m'de)	55 dBA
BOYUTLAR	196 x 357 x 185 mm
AĞIRLIK	2,5 kg
MEDİKAL SINIFI	Ia

## TECHNICAL DATA

### SINGLE PUMP VERSION LOW

FLOW	High Vacuum
AIR FLOW	15 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL	0 ± - 0.85 bar (0 ± - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt)	55 dBA
DIMENSIONS	196 x 357 x 185 mm
WEIGHT	2,5 kg
MDD CLASS	Ia

## TEKNİK VERİLER

### ÇİFT POMPALI VERSİYON

VAKUM SEVİYESİ	Alto vuoto
HAVA AKIŞI	22 lt/min
AYARLANABİLİR VAKUM SEVİYESİ	0 ± - 0,85 bar (0 ± - 85 kPa) reg.
ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ	Continuo
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (1 m'de)	55 dBA
BOYUTLAR	196 x 357 x 185 mm
AĞIRLIK	3,2 kg
MEDİKAL SINIFI	Ia

## TECHNICAL DATA

### DOUBLE PUMP VERSION LOW

FLOW	High Vacuum
AIR FLOW	22 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL	0 ± - 0.85 bar (0 ± - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt)	55 dBA
DIMENSIONS	196 x 357 x 185 mm
WEIGHT	3,2 kg
MDD CLASS	Ia