

ASPEED 2



GUARANTEED

3

YEARS



ASPIRATORE PROFESSIONALE


PROFESSIONAL ASPIRATOR



VASO DA 1000cc o VASO da 2000cc
1000cc JAR or 2000cc JAR



SACCA MONOUSO DA 1000cc
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc




CANNULA STERILE MONOUSO
DISPOSABLE STERILE CANNULA



FILTRO
FILTER



TUBO DI COLLEGAMENTO IN
SILICONE DIVERSE MISURE
CONNECTING SILICONE TUBE,
DIFFERENT MEASURES



REGOLATORE DI FLUSSO
MANUALE STERILE MONOUSO
DISPOSABLE STERILE MANUAL FLOW
REGULATOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE

VASO DI RACCOLTA DA 1000cc* IN POLICARBONATO, AUTOCLAVABILE,
con valvola di troppo pieno
SACCA MONOUSO DA 1000cc
FILTRO ANTIBATTERICO 99% IDROFOBICO + 1 RICAMBIO
CANNULA STERILE MONOUSO
REGOLATORE DI FLUSSO MANUALE, STERILE, MONOUSO
SET TUBI IN SILICONE ATOSSICO STERILIZZABILE
CAVO DI ALIMENTAZIONE

*Disponibile anche con vaso raccolta da 2000cc in polycarbonato,
autoclavabile con valvola di troppo pieno

EQUIPPED WITH FOLLOWING ACCESSORIES

AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JAR 1000cc*
with safety valve (overflow protection)
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc
99% ANTIBACTERIAL HYDROPHOBIC FILTER + 1 SPARE
STERILE, DISPOSABLE CANNULA
STERILE, DISPOSABLE, MANUAL FLOW REGULATOR
SET OF ATOXIC STERILIZABLE SILICONE TUBES
POWER CORD

* Available with autoclavable, polycarbonate jar 2000cc with safety valve
(overflow protection)

DATI TECNICI

VERSIONE POMPA SINGOLA

BASSO FLUSSO.....	Alto vuoto
PORTATA D'ARIA.....	15 lt/min
LIVELLO VUOTO REGOLABILE.....	0 ÷ - 0,85 bar (0 ÷ - 85 kPa) reg.
CICLO DI UTILIZZO.....	Continuo
RUMOROSITÀ (a 1 mt).....	55 dBA
DIMENSIONI.....	196 x 357 x 185 mm
PESO.....	2,5 kg
CLASSE DI RISCHIO.....	Ila

TECHNICAL DATA

SINGLE PUMP VERSION

LOW FLOW.....	High Vacuum
AIR FLOW.....	15 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL.....	0 ÷ - 0.85 bar (0 ÷ - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE.....	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt).....	55 dBA
DIMENSIONS.....	196 x 357 x 185 mm
WEIGHT.....	2,5 kg
MDD CLASS.....	Ila

DATI TECNICI

VERSIONE DOPPIA POMPA

BASSO FLUSSO.....	Alto vuoto
PORTATA D'ARIA.....	22 lt/min
LIVELLO VUOTO REGOLABILE.....	0 ÷ - 0,85 bar (0 ÷ - 85 kPa) reg.
CICLO DI UTILIZZO.....	Continuo
RUMOROSITÀ (a 1 mt).....	55 dBA
DIMENSIONI.....	196 x 357 x 185 mm
PESO.....	3,2 kg
CLASSE DI RISCHIO.....	Ila

TECHNICAL DATA

DOUBLE PUMP VERSION

LOW FLOW.....	High Vacuum
AIR FLOW.....	22 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL.....	0 ÷ - 0.85 bar (0 ÷ - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE.....	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt).....	55 dBA
DIMENSIONS.....	196 x 357 x 185 mm
WEIGHT.....	3,2 kg
MDD CLASS.....	Ila

CE 0051

(dir. 93/42/EEC)



MASTER CARTON