


### Nami Cat (NE-C303K-KDE)



- Tüm aile için kompresörlü nebulizatör
- 2-6 yaş arası çocuklar için sevimli tasarıma sahiptir
- Alt solunum yollarındaki rahatsızlıklar için etkilidir
- Güçlü kompresör
- İlaç kapasitesi: 2 ml-12 ml
- Partikül Boyutu: Yaklaşık 4.3 µm
- Nebulizasyon Hızı: Yaklaşık 0.35 ml/dak
- Gürültü Seviyesi: 58 dB
- Ağırlık: 1.22 kg
- Boyutlar: 148x180x135 (mm)

### DuoBaby (NE-C301-E)



- Bebeğinizin burnunu temizlemek için eşsiz bir nazal aspiratör içerir
- Uzun ömürlü kompresörlü model
- Kolay temizlenebilir aspirasyon haznesi
- Ekipman saklama modülü
- Alt ve üst solunum yolları için farklı iki nebulizasyon başlığı
- Partikül Boyutu: Yeşil inhalasyon başlığı: 9.3 µm  
Mavi inhalasyon başlığı: 3.9 µm
- Nebulizasyon Hızı: Yeşil inhalasyon başlığı: 0,4 ml/dak  
Mavi inhalasyon başlığı: 0,2 ml/dak
- İlaç Kapasitesi: 1 ml-12 ml
- Gürültü Seviyesi: 63 dB
- Ağırlık: 1.7 kg
- Boyutlar: 170x280x105 (mm)

### MicroAir U100 (NE-U100-E)



- Mesh teknolojisi sayesinde verimli ve kullanışlı nebulizatör
- Taşınabilir, cep tipi ve pil ile çalışma özelliği
- Sessiz çalışma - Her açıdan rahat nefes
- Taşıma çantası
- Partikül Boyutu: 4.5 µm
- İlaç Kapasitesi: 1 ml-10 ml
- Nebulizasyon Hızı: >0.25 ml/dak
- Ses Seviyesi: 20 dB
- Cihaz Ağırlığı: 0.12 kg
- Ürün Boyutları: 38x60x130 (mm)



Model	Nami Cat (NE-C303K-KDE)	DuoBaby (NE-C301-E)	MicroAir U100 (NE-U100-E)
Ürün Tipi	Kompresörlü	Kompresörlü	Mesh
Partikül Boyutu	Yaklaşık 4.3 µm	Yeşil inhalasyon başlığı: 9.3 µm Mavi inhalasyon başlığı: 3.9 µm	4.5 µm
Nebülizasyon Oranı	0.35 ml/dak	Yeşil inhalasyon başlığı: 0.4 ml/dak Mavi inhalasyon başlığı: 0.2 ml/dak	>0.25 ml/dak
İlaç Haznesi Kapasitesi	2 ml - 12 ml	1 ml - 12 ml	1 ml - 10 ml
Gürültü Düzeyi (1 m'de)	58 dB	63 dB	20 dB
Kullanım Grubu	YETİŞKİN ÇOCUK 	BEBEK 	YETİŞKİN ÇOCUK BEBEK 
Patoloji	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsit Bronsiolit	ÜST SOLUNUM YOLLARI Burun tıkanıklığı Rinit Alerjik Rinit Larenjit	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsiolit KOAH Bronsit