

OMRON MINIASPEED BATTERY PRO Ambulans Tipi



- Yüksek vakumlu
- Taşınabilir
- Tam şarjlı pille 45 dakikaya kadar çalışma
- %99 antibakteriyel hidrofobik filtre
- Emniyetli otoklavlanabilir kavanoz
- Ayarlanabilir Vakum Seviyesi: 0 ÷ - 0,85 bar
- Hava Akışı (debi): 30 l/dak
- Şarj Edilebilir Batarya: 12V 4Ah
- Ses seviyesi (1 metrede): 58 dBA
- Ağırlık: 5.8 kg
- Ürün Boyutları: 370x100x240 (mm)

OMRON MINIASPEED BATTERY EVO PLUS Ambulans Tipi



- Yüksek vakumlu
- Taşınabilir
- Entegre şarj edilebilir piller
- %99 antibakteriyel hidrofobik filtre
- Tam şarjlı pil ile 45 dakikaya kadar çalışma
- Emniyetli otoklavlanabilir kavanoz
- Ayarlanabilir Vakum Seviyesi: 0 ÷ - 0,85 bar
- Hava Akışı (debi): 30 l/dak
- Şarj Edilebilir Batarya: 12V 4,5Ah
- Ses seviyesi (1 metrede): 61 dBA
- Ağırlık: 4.6 kg
- Ürün Boyutları: 135x260x380 (mm)

OMRON ASPEED 2 TAŞINABİLİR ASPIRATÖR



- Yüksek performans
- Taşınabilir
- Piston tipi elektrikli aspiratör
- %99 antibakteriyel hidrofobik filtre
- Emniyetli otoklavlanabilir kavanoz
- Bakım veya yağlama gerektirmez
- Klinik kullanım için ideal
- Ayarlanabilir vakum seviyesi: 0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kPa)
- Hava akışı (debi): 15 l/dak
- Ses seviyesi (1 metrede): 55 dBA
- Ağırlık : 2.5 kg
- Ürün boyutları: 196x357x185 (mm)