

OMRON HOSPYNEB NEBULİZATÖR



- Profesyonel kullanıma uygun, metal aksamalı
- İlaç Hacmi: 16 ml
- Partikül Boyutu (MMAD): 2.44 μ m
- Nebulizasyon Oranı: Yaklaşık 0.35 ml/dak'dan Yaklaşık 0.80 ml/dak'ya
- Gürültü seviyesi: 60 dBA
- Ağırlık:Yaklaşık 4.1 kg
- Boyutlar: 280x190x170 mm
- Asgari Basınç: 350 kPa (3,5bar)
- Hava Akışı (debi): 15 l/dak
- Sürekli Kullanıma Uygun

OMRON COMP-A NEB NEBULİZATÖR



- Profesyonel kullanıma uygun
- İlaç Hacmi: 16 ml
- Partikül Boyutu (MMAD): 2.7 μ m
- Nebulizasyon Oranı: 0.60 ml/dak
- Gürültü Seviyesi: 55 dBA
- Ağırlık: Yaklaşık 2.5 kg
- Boyutlar: 196x357x185 mm
- Asgari Basınç: 250 kPa
- Hava Akışı (debi): 15 l/dak
- Sürekli kullanıma uygun



MODEL	HOSPYNEB NEBULİZATÖR	COMP-A NEB NEBULİZATÖR
ÜRÜN TİPİ	KOMPRESÖRLÜ	KOMPRESÖRLÜ
PARTİKÜL BOYUTU	5 l/dak: 3,25 μ m 7,5 l/dak: 2,44 μ m	2,7 μ m
HAVA DEBİSİ	15 l/dak	15 l/dak
İLAÇ HAZNESİ KAPASİTESİ	min.2 ml-max. 16 ml	min.2 ml-max. 16 ml
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (1 m'de)	60 dBA	55 dBA
ASGARİ BASINÇ	350 kPa	250 kPa
AĞIRLIK	Yaklaşık 4.1 kg	Yaklaşık 2.5 kg