

VELAR HS-OTP10C-2 MODEL MASA ÜSTÜ ŞARJLI OTOSKOP OFTALMOSKOP SET



OTOSKOP ÖZELLİKLER

- Fiber Optik Aydınlatma
- LED Ampul 3.0V
- Vidalı Sistem Başlık
- 3.0 X Büyütmeli Çizilmez, 360° Dönen Gözlem Penceresi
- Sap Kısmından Açma / Kapama
- 4 Boy Çok Kullanımlık Spekulum Opsiyonel 2 boy Tek Kullanımlık Spekulum
- El Tutamakları İç Kısmı Bakır, Dışı ABS Sert Plastikten Mamul
- 1 Adet 2.4V NiMH PİL ile Çalışma
- Opsiyonel Hava Puarı ile Kullanım

OFTALMOSKOP ÖZELLİKLER

- * Vidalı Sistem Başlık
- * LED Ampul 3.0V
- * Lens Dioptr Aralığı -20 / +20
- * Kornea ve İris Refleksiyonları Elimine Edilmiş Lens
- * Orbital Destekli
- * Optik Cam Lens
- * Red Free Filtre dahil 5 Ayrı Eşel
- * Koaksiyel Paralel Işık Teknolojisi
- * El Tutamakları İç Kısmı Bakır, Dışı ABS Sert Plastikten Mamul
- * 1 Adet 2.4V NiMH PİL ile Çalışma
- * Sap Kısmından Açma / Kapama



+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

Politek Medikal Cihazlar A.Ş.

Nevzat Pisak Cad. Doğu Sanayi Sitesi

No:4 4. Blok Yenibosna / İSTANBUL

Tel : +90-212-551 01 46 Fax : +90-212-551 03 11

