

### C101 Essential (NE-C101-E)



- Kullanımı kolay
- Su geçirmez açma kapama düğmesi
- Görünür buhar
- Arttırılmış cihaz hacmi
- Yüksek performans ve etkinlik
- Partikül Boyutu: 3.5 µm
- İlaç Kapasitesi: 2 ml - 12 ml
- Nebulizasyon Hızı: 0.35 ml/dak
- Ses Seviyesi: 58 dB
- Cihaz Ağırlığı: 1.05 kg
- Ürün Boyutları: 145x124x182 (mm)

### C102 Total (NE-C102-E)



- Burun tıkanıklığını önlemek için burun yıkama kiti
- 2'si 1 arada burun yıkamalı nebulizatör
- Su geçirmez açma kapama düğmesi
- Etkili akciğer birikimi
- Hafif
- Partikül Boyutu : 3.5 µm Burun Yıkama: Partiküllerin %90'ı >10 µm
- İlaç Kapasitesi: Nebulizatör: 2 ml - 12 ml / Burun Yıkama: 3 ml - 15 ml
- Nebulizasyon Hızı: 0.35 ml/dak - Burun Yıkama: 5 ml/dak
- Ses Seviyesi: 57 dB
- Cihaz Ağırlığı: 1.1 kg
- Ürün Boyutları: 145x124x222 (mm)

### C900 Compar Pro (NE-C900-E)



- Hassas ve düzenli ilaç dağıtımı
- 2 parça Akıllı Yapı ilaç haznesi
- Sessiz çalışma
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Kompakt yapı
- Kolay temizlik ve hemen takıp çıkarma özelliği
- Her ortamda kullanılabilir
- Partikül Boyutu: 3 µm
- İlaç Kapasitesi: 2 ml - 7 ml
- Nebulizasyon Hızı: Yaklaşık 0.4 ml/dak (ağırlık kaybıyla)
- Ses Seviyesi: 55 dB
- Cihaz Ağırlığı: 2.2 kg (Yalnızca Kompresör)
- Ürün Boyutları: 176x114x215 (mm)

### C28P (NE-C105-E)



- Uzun Ömürlü Kompresörlü model
- Elle kolay tutulabilir nebulizatör kit
- Sanal valf teknolojisi
- Güçlü kompresör
- Nefes alırken ilaç yararlanımını en üst düzeye çıkarır
- Temizlenmesi kolay nebulizer kiti
- Taşıma çantası
- Partikül Boyutu: Yaklaşık 3.5 µm
- İlaç Kapasitesi: 2 ml - 10 ml
- Nebulizasyon Hızı: Yaklaşık 0.12 ml/dak
- Ses Seviyesi: 55 dB (1mt. mesafede)
- Cihaz Ağırlığı: 1.3 kg
- Ürün Boyutları: 180x180x104 (mm)

### MicroAir U100 (NE-U100-E)



- Mesh teknolojisi sayesinde verimli ve kullanışlı nebulizatör
- Taşınabilir, cep tipi ve pil ile çalışma özelliği
- Sessiz çalışma - Her açıdan rahat nefes
- Taşıma çantası
- Partikül Boyutu: 4.5 µm
- İlaç Kapasitesi: 1 ml - 10 ml
- Nebulizasyon Hızı: >0.25 ml/dak
- Ses Seviyesi: 20 dB
- Cihaz Ağırlığı: 0.12 kg
- Ürün Boyutları: 38x60x130 (mm)



Model	C101 Essential (NE-C101-E)	C102 Total (NE-C102-E)	C900 Compar Pro (NE-C900-E)	C28P (NE-C105-E)	MicroAir U100 (NE-U100-E)
Ürün Tipi	Kompresörlü	Kompresörlü	Kompresörlü	Kompresörlü	Mesh
Partikül Boyutu	2.6 µm	Nebulizatör:3.5 µm Burun yıkama:Partikül %90'ı>10 µm	3 µm	3 µm	4.5 µm
Nebulizasyon Oranı	0.35 ml/dak	Nebulizatör:0.35 ml/dak Burun yıkama:>5 ml/dak	0.4 ml/dak	0.5 ml/dak	>0.25 ml/dak
İlaç Haznesi Kapasitesi	2-12 ml	Nebulizatör:10-12 ml Burun yıkama:3-15 ml	2-7 ml	2-7 ml	1-10 ml
Gürültü Düzeyi (1 m'de)	58 dB	57 dB	55 dB	60 dB	20 dB
Kullanım Grubu	YETİŞKİN ÇOCUK BEBEK 	YETİŞKİN ÇOCUK BEBEK 	YETİŞKİN ÇOCUK 	YETİŞKİN ÇOCUK BEBEK 	YETİŞKİN ÇOCUK BEBEK 
Patoloji	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsiolit KOAH	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsit Bronsiolit	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsit Bronsiolit KOAH	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsit Bronsiolit KOAH	ALT SOLUNUM YOLLARI Astm Bronsit Bronsiolit KOAH